

Calla

by Qualiteam



冷却パック用のオプションポーチとネックバンドを使って
頬と顎の圧迫します



「美」の
リカバリー

施術が終わって
直ぐに感じる美しさ





通気性と伸縮性があるレース素材



サイズ	計測位置	注文番号			
		白	黒	冷却バック 2個付き白	冷却バック 2個付き黒
Extra Small	50-55 cm	CLW-XS	CLB-XS	CLPW-XS	CLPB-XS
Small	55-60 cm	CLW-S	CLB-S	CLPW-S	CLPB-S
Medium	60-65 cm	CLW-M	CLB-M	CLPW-M	CLPB-M
Large	65-70 cm	CLW-L	CLB-L	CLPW-L	CLPB-L
Extra Large	70-75 cm	CLW-XL	CLB-XL	CLPW-XL	CLPB-XL

ご希望に応じてカスタマイズ可能



通気性と伸縮性がある素材



サイズ	計測位置	注文番号			
		白	黒	冷却バック 2個付き白	冷却バック 2個付き黒
Extra Small	50-55 cm	CW-XS	CB-XS	CPW-XS	CPB-XS
Small	55-60 cm	CW-S	CB-S	CPW-S	CPB-S
Medium	60-65 cm	CW-M	CB-M	CPW-M	CPB-M
Large	65-70 cm	CW-L	CB-L	CPW-L	CPB-L
Extra Large	70-75 cm	CW-XL	CB-XL	CPW-XL	CPB-XL

ご希望に応じてカスタマイズ可能

適用:美容形成外科手術、例;フェイスリフト術、ネックリフト術、顎先及び顎の拡大術、顎先と首の脂肪吸引術

軽く圧迫することで、腫れ、あざ、炎症を軽減するだけでなく、緩んだ皮膚を引き締めて元に戻すサポートをします。

顎と頬のサポーターには、手術部位の痛みを和らげ減少させるために冷たいゲルバック用のポーチがあります。

顎と頬のサポートは医師の指示に従って下さい。通常、手術後1～数週間の使用です。

天然ゴムラテックスを含みません(無NRL)。

30℃で洗えます。乾燥機での乾燥はしないでください。

QUALITEAM



Località Nassio Sopra 15A
10010 Chiaverano (TO),
ITALY

Tel: +39 0125 54691
Fax: +39 0125 54794
info@qualiteam.com

www.qualiteam.com



販売名 カーラ
製造販売届出番号 13B 1X10 261 QTS007
製造販売業者 JPKリード株式会社
〒111-0035 東京都台東区西浅草1-7-19
Tel 03-6912-1090 Fax 03-6912-1091
http://www.jpcreed.com
mail info@jpcreed.com