


ラリンジール電極



1. 声帯

2. ラリンジール電極(喉頭電極)

3. 反回神経


4. 甲状腺

一般的名称 筋電計電極
販売名 ラリンジール電極
医療機器認証番号 303ACBZX00026000

製造元
inomed Medizintechnik GmbH
Im Hausgrün 29
79312 Emmendingen, Germany
Tel.: +49-(0)7641-9414-0
www.inomed.de

ラリンジール電極は、気管チューブに貼り付けて、術中、喉頭のEMGモニタリングに使用します。




- 甲状腺・前頸部と頸動脈内膜剥離術中の反回神経モニタリング
- 脳手術中の迷走神経モニタリング



inomed C2 Xploreのベスト波形を大きく表示するチャンネルセレクト機能が特に有用です。

530855		4チャンネル、内径6～7mmチューブ用 電極面積 685mm ² 参照電極付き
530856		4チャンネル、内径7～9mmチューブ用 電極面積 1057mm ² 参照電極付き
530655		2チャンネル、内径6～7mmチューブ用 電極面積 240mm ² 参照電極付き
530656		2チャンネル、内径7.5～9mmチューブ用 電極面積 433.3mm ² 参照電極付き
530867 (4ch)		Redelコネクターケーブル ケーブル長4m,
530667 (2ch)		4 or 2チャンネル 未滅菌、消毒可能、再使用可能
530866 (4ch)		DINコネクターケーブル ケーブル長4m,
530663 (2ch)		2チャンネル 未滅菌、消毒可能、再使用可能

* 気管チューブは付属しておりません。



- シリコン製気管チューブには使用しないで下さい。
- 貼付前、気管チューブにジェル、クリームを使用しないで下さい。

輸入・発売元



JPクリード株式会社
東京都台東区西浅草1-7-19
Tel:03-6912-1090
info@jpcreed.com
<https://www.jpcreed.com>