

QUALIBREATH

Postoperative Sternum and Thorax Support


常に正しい位置で

- 調整可能なベルクロと肩ストラップ
- 高い位置へは背中でもクロス



地肌の上に直接着用できる

- ラテックスフリー、通気性の良い、軽い素材
- 縫い目が肌にあたらない



身体的・精神的に良好な状態に

- 伸縮性のある生地で全周囲をサポート
- 継続的な呼吸の補助と疼痛緩和

胸骨を側面から継続的にサポート

- 呼吸を妨げることなく、継続的・安定的に胸骨をサポート

疼痛がひどい時に

- 咳やくしゃみ、体動時にハンドルを握ることでよりしっかりとサポート

- 調整可能な横閉じベルト
- 創傷に不快感を与えない
- 必要に応じて締め具合を調整することができる

- 吐き気を誘発しない
- 上腹部を圧迫しない

- 呼吸を抑制しない
- 計算されたベルトの高さ
- 肺葉下部と上腹部を締め付けない

Supplied by:

JPクリード株式会社

〒111-0035

東京都台東区西浅草1-7-19

TEL:03-6912-1090 FAX:03-6912-1091

info@jpcreed.com

http://www.jpcreed.jp

Made in Italy by:

QUALITEAM s.r.l.

Casale Nassio Sopra 15/A
10010 Chiaverano (TO),
ITALY

Tel: +39 0125 54691
Fax: +39 0125 54794
info@qualiteam.com
www.qualiteam.com



Patented

Copyright © Qualiteam s.r.l. 2014
All rights reserved

10 key reasons your sternotomy patients should use **QUALIBREATH** Sternum & thorax support

1. デュアルファンクション胸部サポーター

”継続的な胸部サポート機能”と”咳やくしゃみの際の痛みを緩和するハンドル”があります。

2. 患者の回復過程において効果があるとする文献があります。

胸骨の安定性の向上、疼痛緩和、呼吸のしやすさ、快適さ、患者の運動機能の向上に効果的です。

3. 深刻な感染症の低減

しっかりと継続的に胸部・胸骨をサポートすることが効果的だと報告されております。

4. 肺葉下部、上腹部エリアを圧迫しません。

深い呼吸を妨げず、快適性が向上します。

5. 自発呼吸をサポートし、疼痛を緩和します。

伸縮性のある素材のため、肺拡張不全と分泌物から肺を保護するために深い呼吸や咳を促します。

6. 胸骨を外側からサポートします。

最適な位置で胸骨が接合するようにサポートします。

7. 比べものにならない快適性

ベルトの張力が調整できるので、病院や自宅で快適に着用できます。

8. 回復治療において大事なサポート器具

リハビリのサポート器具として、上肢のモビライゼーションやエクササイズを促進することにより、血液供給量の増加や胸骨の治癒を促進します。

9. 精神的に術後の回復を支えます。

退院後、自己での胸骨の保護や創傷のケアをサポートします。

10. 治療コストの低減

疼痛緩和、創傷の感染症、肺の合併症を予防することによって治療コストの低減が期待できます。



References: All literature references are summarized, described and listed in the White paper titled: "Evaluation of external chest supports based on the entire recovery process in and out of the hospital to avoid offset costs of long term complications and medications" and available on www.qualiteam.com