


## inomed サクシヨンプローブ

An all-in-one disposable surgical suction tube and stimulation probe

### » Mapping Suction Probe



inomed 

#### » マッピング・サクシヨン・プローブ：多彩な応用分野

マッピングサクシヨンプローブは、脳神経外科、耳鼻咽喉科、血管外科、形成外科、顎顔面外科など、幅広い用途で利用できるオールラウンダーと考えています。

#### » 脳の安全な腫瘍切除を簡略化する新しいマッピング法

ダイナミック連続皮質下マッピングは、脳内の腫瘍切除を安全に行うための新しい手法です。この新しいマッピング手法のために、Raabe 教授 (Inselspital Bern) と共同で、マッピング用吸引プローブを開発しました。手術用吸引管と刺激用プローブの組み合わせにより、腫瘍切除時の吸

引と同時に、連続したダイナミックマッピングが可能です。

皮質脊髄路のマッピング用吸引プローブは、連続ダイナミックマッピング法をはじめ、中枢・末梢神経系における幅広い用途に使用することが可能です。

#### » 術中に刺激プローブと吸引管の持ち替えが不要

吸引と刺激用の標準的な接続と、吸引制御穴による吸引力の簡単な操作により、汎用的に使用できます。

製品番号 525650  
プローブ長 9.0 cm 先端径 3.0 mm  
ケーブル長 3000 mm  
一般的名称 皮質電極  
販売名 inomedサクシヨンプローブ  
承認番号 30400BZX00226000

| inomed神経刺激プローブ (医療機器承認番号:30200ZX00341000) |           |          |                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品コード番号                                   | 先端長<br>cm | 全長<br>cm | ケーブル長 3.0m<br>DINピン 1.5mm                                                            |
| BCS 30° (バイポーラ)                           |           |          |    |
| 522 603                                   | 4.5       | 15.5     |                                                                                      |
| 522 601                                   | 9.0       | 19.5     |                                                                                      |
| 522 630                                   | 13.0      | 24.0     |                                                                                      |
| 522 627 *                                 | 23.0      | 34.0     |                                                                                      |
| BCS ストレート (バイポーラ)                         |           |          |    |
| 522 600                                   | 9.0       | 19.5     |                                                                                      |
| 522 629                                   | 13.0      | 24.0     |                                                                                      |
| BCS ペイオネット (バイポーラ)                        |           |          |    |
| 522 605 (30° )                            | 13.0      | 24.0     |                                                                                      |
| 522 606                                   | 13.0      | 24.0     |                                                                                      |
| マイクロフォーク                                  |           |          |    |
| 522 610                                   | 4.5       | 15.5     |                                                                                      |
| フォークball tip                              |           |          |   |
| 522 624                                   | 4.5       | 15.5     |                                                                                      |
| バイポーラ ラテラル                                |           |          |  |
| 522 618                                   | 9.0       | 20.0     |                                                                                      |
| フック                                       |           |          |  |
| 522 625                                   | 2.2       | 13.2     |                                                                                      |
| フック3極                                     |           |          |  |
| 522 626                                   | 2.5       | 13.2     |                                                                                      |
| モノポーラ 30°                                 |           |          |  |
| 525 603                                   | 4.5       | 16.0     |                                                                                      |
| 525 600                                   | 9.0       | 20.0     |                                                                                      |
| モノポーラ ストレート                               |           |          |  |
| 525 608                                   | 8.5       | 19.5     |                                                                                      |
| モノポーラ ストレートball tip                       |           |          |  |
| 525 616                                   | 8.5       | 19.5     |                                                                                      |
| モノポーラ ペイオネットball tip                      |           |          |  |
| 525 615                                   | 13.0      | 24.5     |                                                                                      |
| モノポーラ ラスパトリー                              |           |          |  |
| 525 612                                   | 8.5       | 19.5     |                                                                                      |

\* 一般の名称：皮下刺激用プローブ    販売名：inomed刺激プローブ  
医療機器認証番号: 305AMBZX00001000

\* 一般的名称：皮下刺激用プローブ 販売名：inomed刺激プローブ  
医療機器認証番号: 305AMBZX00001000

誘発反応測定装置  
術中モニタリングシステム  
ISIS IOM  
医療機器認証番号  
230AMBZX00004000

ISIS **XPERT** ISIS **Xpress**



誘発反応測定装置  
術中モニタリングシステム  
C2 Xplore  
医療機器認証番号  
303AMBZX00004000

C2 **Xplore**



製造元 **inomed**  
inomed Medizintechnik GmbH  
輸入発売元 J P クリード株式会社

 東京都台東区西浅草 1-7-19  
info@jpcreed.com  
TEL:03-6912-1090

