

The RUBAN

hernia support binder

ルーバン ヘルニア用サポーター

最適な圧迫・締付けがコントロールできる

独自の設計と伸縮性に優れたサポーター



腹部から大きく飛び出したヘルニアや、手術困難な複雑なヘルニア向け
独自のマルチバンド構造と幅広のベルクロファスナーで、腰上部から下腹部まで患部の位置に合わせて
効率よくしっかりサポート



Qualiteam 独自のマルチバンド設計

不要なバンドは緩めて患部のみをしっかり圧迫することが可能

通気性に優れた素材で快適性が向上

上下のバンドの重なり部分が 4.5 cm と広く、サポート力に優れた構造



特長

- 鼠経ヘルニアの嵌頓予防をサポート
- 強度な加圧でヘルニアに起因する不快感を軽減
- ヘルニア修復術の回避、ヘルニア再発の予防をサポート
- 患者活動性の向上、ヘルニアの突出を抑えることによる消化管機能の促進
- 突出したヘルニアによる体形の歪み補正をサポート
- 軽量で通気性に優れたラテックスフリー素材

ルーバン サイズガイド



1. 腹部、臀部、腰部のうち最も大きい部分 2. 胸骨から恥骨までの距離	2の長さ (cm)	22	27	33
	バンド数	3本	4本	5本
1の長さ(cm)	サイズ	注文コード		
65 - 85	Small	R3-S	R4-S	R5-S
85 - 105	Medium	R3-M	R4-M	R5-M
105 - 125	Large	R3-L	R4-L	R5-L
125 - 145	Extra Large	R3-XL	R4-XL	R5-XL
145 - 165	XX Large	R3-XXL	R4-XXL	R5-XXL
165 - 185	XXX Large	R3-3XL	R4-3XL	R5-3XL
185 - 205	4X Large	R3-4XL	R4-4XL	R5-4XL
205 - 225	5X Large	R3-5XL	R4-5XL	R5-5XL

患部を落ち着かせるために 5 分程度横になってから測定してください
測定値が中間のときは大きいサイズを選択してください

医療機器届出番号 13B1X10261QTS016

Qualiteam は、

心臓外科看護師が設立した、心臓血管外科、呼吸器外科、消化器外科、婦人科、美容整形外科分野の術後サポーターを製造するイタリアのメーカーです。

患者の QOL の向上に寄与することを目指しています。



QualiBreath
クオリブレス
開胸手術後のサポーター



QualiBelly Advanced
クオリベリーアドバンスド
開腹手術後のサポーター



Qualimatarnity
クオリマタニティー
妊婦帯



Calla Cozy
カーラコージー
豊胸手術後のサポーター



Calla Lace
カーラレース
美容整形手術後のサポーター

製造元



QUALITEAM s.r.l. 

Località Nassio Sopra 15A Tel: +39 0125 54691
10010 Chiaverano (TO), Fax: +39 0125 54794
ITALY info@qualiteam.com



輸入・販売元

JP クリード株式会社
東京都台東区西浅草 1-7-19
Tel: 03-6912-1090
E-mail: info@jpcreed.com

